



Questa apparecchiatura lipolaser, si avvale della sinergia di varie tecnologie: soft laser led, radiofrequenza ed elettrostimolazione.

Tramite questi trattamenti l'apparecchiatura porta a risultati molto più performanti del semplice lipolaser.

Il lipolaser o laser lipolisi (laser non invasivo a bassa frequenza) costituisce una valida alternativa alla liposuzione chirurgica.

Il trattamento può essere effettuato in qualsiasi periodo dell'anno, è indolore, non invasivo e non ha tempi di recupero, subito dopo la seduta si può riprendere la propria vita normalmente. Il trattamento può essere eseguito su tutte le parti del corpo, le uniche controindicazioni sono la gravidanza, l'allattamento ed il pacemaker.

Il Lipolaser è una tecnica in base alla quale un laser penetra attraverso la pelle e raggiungendo le cellule adipose, determina il collasso di queste con fuoriuscita del grasso dalla membrana cellulare. La cellula adiposa non viene lesionata o eliminata, ma viene svuotata. Il grasso liberato nello spazio interstiziale viene trasportato dal sistema linfatico ed eliminato in modo del tutto naturale. Inoltre il calore indotto dal laser induce la neo proliferazione di fibre elastiche e di tessuto connettivo generando un vero e proprio stiramento della pelle con effetti immediati sulla cute che diventa più liscia ed elastica.



Con l'aggiunta della radiofrequenza ed elettrostimolazione il trattamento raggiunge strati più profondi del derma ed agisce più velocemente e con più efficacia.

SPECIFICHE TECNICHE

Apparecchiatura:	Lipolaser+RF+EMS
Display:	Color LCD Touch Screen 8 Pollici
Alimentazione:	AC 100-240V 50/60Hz
Lunghezza d'onda	650nm
Frequenza RF	1 Mhz
Potenza RF	350W max
Potenza EMS	<100W
Settaggio EMS	1-10
Temperatura Trasporto e Stoccaggio:	min 10°C - Max 40°C
Temperatura Ambiente:	min 10°C - Max 30°C

Le apparecchiature e i rispettivi parametri ad uso estetico rientrano nel Decreto 206 del 15/10/2015. L'apparecchiatura deve essere usata solo ed esclusivamente presso locali e da personale specializzati ed autorizzati aventi i requisiti richiesti. La formazione degli operatori è a carico dell'acquirente. Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni, le immagini sono puramente indicative. L'importatore e il distributore declinano ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per un uso improprio della apparecchiatura. È responsabilità civile e penale di chi detiene o utilizza l'apparecchiatura seguire le indicazioni e le normative vigenti a livello nazionale o regionale ove l'apparecchiatura viene installata. È buona norma da parte dell'utilizzatore o acquirente verificare che l'apparecchiatura rientri nelle normative in vigore nel momento dell'acquisto. All'interno degli ambienti di utilizzo devono essere osservate tutte le normative che regolamentano la sicurezza sul lavoro del personale e le normative che regolamentano la sicurezza degli ambienti. Attualmente il D.lgs.206 del 15 ottobre 2015 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista, impone delle nuove regole, tra cui l'obbligo per alcune apparecchiature di un corso di formazione.

Business Group S.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio dell'apparecchiatura.