



Oggi nuove tecnologie strumentali consentono la verifica da parte del centro estetico di dati importanti e fondamentali per il successo e la sicurezza del trattamento attraverso la valutazione di:

- indice del PH per la valutazione delle funzioni enzimatiche metaboliche nutritive e anti-aging.
- indice sebometrico per la verifica della corretta funzione delle ghiandole sebacee e l'evidenza di fenomeni irritativi ed infiammatori legati anche ad uso improprio di cosmetici non adatti alla pelle.
- sonda termica per la rilevazione della temperatura di superficie importante per la protezione di pelli sensibili, eritrosiche e sottili e la verifica di fatti irritativi locali.

• indice di idratazione fondamentale parametro di verifica dell'efficacia di un cosmetico o di un trattamento estetico.

- indice di elasticità cutanea.

La nuova Micro Analisi della pelle è in grado di diagnosticare e proporre il trattamento più adeguato allo specifico inestetismo del viso e consigliare i prodotti cosmetici più adatti alla vostra pelle.

La nuova Micro Analisi è in grado di rilevare idratazione, ossidazione del sebo, micosi, discromie, profondità rughe, couperose, comedoni, elasticità cutanea e fototipo, metabolismo cellulare, ecc.



SPECIFICHE TECNICHE

Apparecchiatura:	Skin analyzer	
Telecamera Risoluzione:	10 Megapixel	
Spettro:	RGB + UV	
Durata tubo fluorescente:	>9000 ore	
Illuminazione:	8800 lux	
Temperatura di colore:	7200 k	
Alimentazione:	AC 230-240V	50/60Hz
Assorbimenti:	80 W	
Peso Netto:	± 15 Kg	
Dimensioni:	48 x 48 x 57 cm	
Temperatura Trasporto e Stoccaggio:	min 10°C - Max 40°C	
Temperatura Ambiente:	min 10°C - Max 30°C	

Le apparecchiature e i rispettivi parametri ad uso estetico, rientrano nel Decreto 206 del 15/10/2015. L'apparecchiatura deve essere usata solo ed esclusivamente presso locali e da personale specializzati ed autorizzati aventi i requisiti richiesti. La formazione degli operatori è a carico dell'acquirente. Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni, le immagini sono puramente indicative. L'importatore e il distributore declinano ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per un uso improprio della apparecchiatura.