



La presso massaggio è un'apparecchiatura che riempie d'aria dei gambali e bracciali anatomici che vengono posizionati in varie zone del corpo, una volta gonfi, si svuotano tutti insieme; l'operazione si ripete più volte. Serve a combattere l'inestetismo più diffuso e temuto dalle donne, la cellulite, che spesso dipende da un rallentamento della circolazione. Con la presso massaggio, è possibile combattere ritenzione idrica e centimetri di troppo nelle zone più colpite come: gambe, braccia e addome, in tempi relativamente contenuti.

Diamo un'occhiata a quelli che sono i benefici della pressoterapia:

- Tonificare i tessuti, rivitalizzandoli e correggendo gli inestetismi dovuti al grasso e al ristagno di liquidi in eccesso, che causano la cellulite;
- Consente una disintossicazione generale dell'organismo, favorendo così il processo di dimagrimento;
- Ha la capacità di rilassare chi vi si sottopone, generando un senso di benessere e di leggerezza.

Per ottimizzare gli effetti è sempre consigliato associare altre cure estetiche, in grado di agire positivamente e creare una sinergia per eliminare i liquidi in eccesso e le tossine.

Tra i trattamenti più efficaci consigliamo il massaggio manuale.

Presso massaggio, infrarossi, elettrostimolazione sono trattamenti ormai utilizzati da anni nei centri estetici con effetti visibili e concreti.

- **Presso**, massaggio e drenaggio linfatico; tutto il corpo viene trattato attraverso un sistema di gonfiaggio sequenziale gestito da un microprocessore. I programmi in dotazione sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di bellezza e dimagrimento.
- **Infrarosso**, riscaldamento generalizzato con conseguente aumento della temperatura corporea e quindi rilassamento muscolare, eliminazione delle tossine ed aumento del microcircolo grazie alla gestione della temperatura su diversi livelli di intensità è possibile scegliere la funzionalità del trattamento: sudorazione, aumento del metabolismo, riattivazione del microcircolo ed effetto rilassante.
- **Elettrostimolazione**, riduzione delle cellule di grasso, tonificazione e vascolarizzazione dei tessuti.



SPECIFICHE TECNICHE

Apparecchiatura: Presso Massaggio

BGPRAB001

1 in 1

Modello: Presso massaggio base

Display: Color LCD Touch Screen 6,7 Pollici

Numero Settori: 11 settori; 2 piedi/4 gambe/2 addome/2 braccia

Uscite: 12 aria

Peso dotazione completa: ±15 Kg

Programmi Presso: 4 con potenza regolabile

Alimentazione: AC 230-240V 50/60Hz

Assorbimenti: Standby 0,1A/0,5W - Max 0,20A/30W

Peso Netto: ± 6 Kg

Dimensione Fisica: 31x36x20 cm (montato)

Imballo: 41x60x42 cm

Temperatura Trasporto e Stoccaggio: min. 10°C - Max 40°C

Temperatura Ambiente: min. 10°C - Max 30°C

BGPRAB002

2 in 1

Modello: Presso massaggio Infrarossi

5 infrarosso

BGPRAB003

3 in 1

Modello: Presso massaggio Infrarossi Elettrostimolazione

5 elettrostimolazione